



YOUR MEDICAL IT SPECIALIST



**RVC CLINICAL ASSISTANT
Pathologie**

RVC Clinical Assistant in der Pathologie

RVC Clinical Assistant verfügt über eine vollständige Funktionalität für die Aufnahme von Bildern während der Endoskopie. Clinical Assistant zeichnet sich dadurch aus, dass es das einzige System ist welches, Bilder, Grafiken und medizinische Signale speichern und in einem multimedialen Viewer anzeigen kann. Darüber hinaus bietet das System die Registration an der Bildquelle, Workflow-Unterstützung für alle Studien, strukturierte Berichterstattung und Übermittlung der erfassten Befunde.

RVC Clinical Assistant kann mit einem Knopfdruck aus jedem Archiv oder KIS geöffnet werden. Die Einzigartigkeit des RVC Clinical Assistant ist, dass es für die Endoskopie, Chirurgie, Kardiologie, Ophthalmologie, HNO, Radiologie, Pathologie und viele andere Spezialitäten neben der krankenhausesweiten Bild- und Signalverteilung auch fachspezifische Funktionalitäten in der strukturierten Befunderstellung bietet. Gerade diese informations- und arbeitsintensiven Abteilungen haben einen Bedarf an allen verfügbaren Daten (Bilder, Signale, Messungen und Reporting) und dies ortsunabhängig.

Spezialisierte Pathologie-Funktionalität

Neben der allgemeinen Funktionalität bietet Clinical Assistant spezielle Pathologie Funktionen:

- Integrierte Makroskopie: Freihand-Zoom, Aufnahme mittels Fußschalter
- Daten, Makroskopie, traditionelle Mikroskopie und digitale Schnitte
- Schnittstellen zu jedem LIS
- Schnittstelle zu allen Pathologie Slide Scannern
- Streaming von Bildern und Zero-Footprint-Viewing
- Multifokus Bildverarbeitung
- Präsentationsmodul
- Strukturierte Befunderstellung

